

— ABLYBIO, Help Your Research



FYB (YD11799) Rabbit mAb

货号: **AYD11064**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	85kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse spleen
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Cell junction
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is an adapter for the FYN protein and LCP2 signaling cascades in T-cells. The encoded protein is involved in platelet activation and controls the expression of interleukin-2. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
------	--

基因ID	2533
基因名	FYB1
Swiss	O15117 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15117/entry)
别名	FYB (YD11799),FYB (YD11799) Rabbit mAb,FYB1,Adhesion and degranulation promoting adaptor protein, FYB-120/130,FYN-T-binding protein,SLAP-130,SLP-76-associated phosphoprotein,FYB,SLAP130

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)