

# FYB (YD11799) Rabbit mAb

货号: **AYD11064**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	85kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse spleen
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Cell junction
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is an adapter for the FYN protein and LCP2 signaling cascades in T-cells. The encoded protein is involved in platelet activation and controls the expression of interleukin-2. Three t ranscript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	2533
基因名	FYB1
Swiss	O15117
别名	FYB (YD11799)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)