

LGALS14 (YD19028) Rabbit mAb

货号: **AYD11067**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	16kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	




抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Binds beta-galactoside and lactose. Strong inducer of T-cell apoptosis
基因ID	56891
基因名	LGALS14
Swiss	Q8TCE9
别名	LGALS14 (YD19028)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn