

— ABLYBIO, Help Your Research



TCEA1 (YD14894) Rabbit mAb

货号: **AYD11071**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Necessary for efficient RNA polymerase II transcription elongation past template-encoded arresting sites. The arresting sites in DNA have the property of trapping a certain fraction of elongating RNA polymerases that pass through, resulting in locked ternary complexes. Cleavage of the nascent transcript by S-II allows the resumption of elongation from the new 3'-terminus.
------	--

基因ID	6917
基因名	TCEA1
Swiss	P23193 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P23193/entry)
别名	TCEA1 (YD14894),TCEA1 (YD14894) Rabbit mAb,TCEA1,Transcription elongation factor S-II protein 1,Transcription elongation factor TFIIIS.o,GTF2S,TFIIS

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)