

— ABLYBIO, Help Your Research



VCAM1 (YD14388) Rabbit mAb

货号: **AYD11080**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	81kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HUVEC
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	亲和纯化



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the Ig superfamily and encodes a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine-activated endothelium. This type I membrane protein mediates leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction, and may play a role in the development of atherosclerosis and rheumatoid arthritis. Three alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene.
基因ID	7412
基因名	VCAM1
Swiss	P19320 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P19320/entry)
别名	VCAM1 (YD14388),VCAM1 (YD14388) Rabbit mAb,VCAM1,INCAM-100

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)