

HRH3/Histamine 3 Receptor (YD18360) Rabbit mAb

货号: **AYD11085**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	49kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat brain
细胞定位	Cell membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Histamine is a ubiquitous messenger molecule released from mast cells, enterochromaffin-like cells, and neurons. Its various actions are mediated by histamine receptors H1, H2, H3 and H4. This gene encodes one of the histamine receptors (H3) which belongs to the family 1 of G protein-coupled receptors. It is an integral membrane protein and can regulate neurotransmitter release. This receptor can also increase voltage-dependent calcium current in smooth muscles and innervates the blood vessels and the heart in cardiovascular system.
基因ID	11255

基因名	HRH3
Swiss	Q9Y5N1
别名	HRH3/Histamine 3 Receptor (YD18360)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn