

PLGF (YD12576) Rabbit mAb

货号: **AYD11094**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Mouse brain,Mouse liver,HT-29,MCF7,Rat brain
细胞定位	Secreted
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a growth factor found in placenta which is homologous to vascular endothelial growth factor. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	5228
基因名	PGF
Swiss	P49763
别名	PLGF (YD12576)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn