

RPA70 (YD13202) Rabbit mAb

货号: **AYD11096**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	68kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,Mouse spleen
细胞定位	Nucleus, PML body
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	As part of the heterotrimeric replication protein A complex (RPA/RP-A, binds and stabilizes single-stranded DNA intermediates, that form during DNA replication or upon DNA stress. It prevents their reannealing and in parallel, recruits and activates different proteins and complexes involved in DNA metabolism. Thereby, it plays an essential role both in DNA replication and the cellular response to DNA damage. In the cellular response to DNA damage, the RPA complex controls DNA repair and DNA damage checkpoint activation.
基因ID	6117
基因名	RPA1

Swiss	P27694
别名	RPA70 (YD13202)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn