

PGP9.5 (YD13723) Rabbit mAb

货号: **AYD11099**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,A-549,293T,DU145,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm, Endoplasmic reticulum membrane
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the peptidase C12 family. This enzyme is a thiol protease that hydrolyzes a peptide bond at the C-terminal glycine of ubiquitin. This gene is specifically expressed in the neurons and in cells of the diffuse neuroendocrine system. Mutations in this gene may be associated with Parkinson disease.
基因ID	7345
基因名	UCHL1
Swiss	P09936

别名	PGP9.5 (YD13723)
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn