

IRAK4 (YD12705) Rabbit mAb

货号: **AYD11107**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	Cytoplasm
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a kinase that activates NF-kappaB in both the Toll-like receptor (TLR) and T-cell receptor (TCR) signaling pathways. The protein is essential for most innate immune responses. Mutations in this gene result in IRAK4 deficiency and recurrent invasive pneumococcal disease. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	51135
基因名	IRAK4
Swiss	Q9NWZ3

别名	IRAK4 (YD12705)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn