

# Niemann Pick C2 (YD14649) Rabbit mAb

货号: **AYD11126**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung
细胞定位	Secreted, Endoplasmic reticulum, Lysosome
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein containing a lipid recognition domain. The encoded protein may function in regulating the transport of cholesterol through the late endosomal/lysosomal system. Mutations in this gene have been associated with Niemann-Pick disease, type C2 and frontal lobe atrophy.
基因ID	10577
基因名	NPC2
Swiss	P61916
别名	Niemann Pick C2 (YD14649)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)