

YAP1 (YD14285) Rabbit mAb

货号: **AYD11127**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	54kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Cell junction, tight junction, Cell membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a downstream nuclear effector of the Hippo signaling pathway which is involved in development, growth, repair, and homeostasis. This gene is known to play a role in the development and progression of multiple cancers as a transcriptional regulator of this signaling pathway and may function as a potential target for cancer treatment. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
基因ID	10413
基因名	YAP1
Swiss	P46937

别名	YAP1 (YD14285)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn