

— ABLYBIO, Help Your Research



INPP4B (YD12928) Rabbit mAb

货号: **AYD11171**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	105kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,A375
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	INPP4B encodes the inositol polyphosphate 4-phosphatase type II, one of the enzymes involved in phosphatidylinositol signaling pathways. This enzyme removes the phosphate group at position 4 of the inositol ring from inositol 3,4-bisphosphate. There is limited data to suggest that the human type II enzyme is subject to alternative splicing, as has been established for the type I enzyme.
------	---

基因ID	8821
基因名	INPP4B
Swiss	O15327 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15327/entry)
别名	INPP4B (YD12928),INPP4B (YD12928) Rabbit mAb,INPP4B,Type II inositol 3,4-bisphosphate 4-phosphatase

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)