

C1QBP (YD16415) Rabbit mAb

货号: **AYD11175**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	31kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	CEM,SW620,HeLa,Jurkat,Mouse liver,Mouse kidney,Mouse heart,Mouse intestine,Rat brain
细胞定位	Mitochondrion matrix, Nucleus, nucleolus, Cell membrane, Secreted, Cytoplasm
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The human complement subcomponent C1q associates with C1r and C1s in order to yield the first component of the serum complement system. The protein encoded by this gene is known to bind to the globular heads of C1q molecules and inhibit C1 activation. This protein has also been identified as the p32 subunit of pre-mRNA splicing factor SF2, as well as a hyaluronic acid-binding protein.
基因ID	708
基因名	C1QBP
Swiss	Q07021

别名	C1QBP (YD16415)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn