

# ORP1 (YD20895) Rabbit mAb

货号: **AYD11185**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	108kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,SH-SY5Y,Mouse brain,Mouse spleen,Mouse heart,Rat liver,Rat brain
细胞定位	Late endosome
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Most members contain an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain, although some members contain only the sterol-binding domain. Transcript variants derived from alternative promoter usage and/or alternative splicing exist; they encode different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008]
基因ID	114876
基因名	OSBPL1A
Swiss	Q9BXW6

别名	ORP1 (YD20895)
----	----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)