

# beta Tubulin (YD14396) Rabbit mAb

货号: **AYD11198**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat, Zebrafish
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	
理论分子量	50kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a beta tubulin protein. This protein forms a dimer with alpha tubulin and acts as a structural component of microtubules. Mutations in this gene cause cortical dysplasia, complex, with other brain malformations 6. Alternative splicing results in multiple splice variants. There are multiple pseudogenes for this gene on chromosomes 1, 6, 7, 8, 9, and 13.
基因ID	203068
基因名	TUBB
Swiss	P07437

别名	beta Tubulin (YD14396)
----	------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)