

SCARB1 (YD19552) Rabbit mAb

货号: **AYD11235**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	61kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Rat ovary
细胞定位	Cell membrane, Membrane, caveola
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a plasma membrane receptor for high density lipoprotein cholesterol (HDL). The encoded protein mediates cholesterol transfer to and from HDL. In addition, this protein is a receptor for hepatitis C virus glycoprotein E2. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	949
基因名	SCARB1
Swiss	Q8WTV0

别名	SCARB1 (YD19552)
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn