

— ABLYBIO, Help Your Research



Integrin beta 5 (YD15300) Rabbit mAb

货号: **AYD11268**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	88kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse kidney,Mouse liver,Rat brain,Rat liver
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Integrin alpha-V/beta-5 is a receptor for fibronectin. It recognizes the sequence R-G-D in its ligand.
基因ID	3693

基因名	ITGB5
Swiss	P18084 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P18084/entry)
别名	Integrin beta 5 (YD15300),Integrin beta 5 (YD15300) Rabbit mAb,ITGB5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)