

— ABLYBIO, Help Your Research



# LAMP1 (YD20924) Rabbit mAb

货号: **AYD11271**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver
细胞定位	Lysosome membrane, Endosome membrane, Late endosome membrane, Cell membrane, Cytolytic granule membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息




抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of a family of membrane glycoproteins. This glycoprotein provides selectins with carbohydrate ligands. It may also play a role in tumor cell metastasis.
------	---

基因ID	3916
基因名	LAMP1
Swiss	P11279 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11279/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11279/entry</a> )
别名	LAMP1 (YD20924),LAMP1 (YD20924) Rabbit mAb,LAMP1,CD107 antigen-like family member A

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)