

BTG1 (YD34424) Rabbit mAb

货号: **AYD11288**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	19kDa/19kDa/19kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Anti-proliferative protein Anti-proliferative protein Anti-proliferative protein
基因ID	694
基因名	BTG1, Btg1
Swiss	P62324, P62325, Q63073
别名	BTG1 (YD34424)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn