

CXCL3 (YD35160) Rabbit mAb

货号: **AYD11328**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	11kDa/11kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Ligand for CXCR2. Has chemotactic activity for neutrophils. May play a role in inflammation and exert its effects on endothelial cells in an autocrine fashion Ligand for CXCR2 (By similarity). Has chemotactic activity for neutrophils. May play a role in inflammation and exert its effects on endothelial cells in an autocrine fashion
基因ID	3134
基因名	Cxcl3
Swiss	Q6W5C0, Q10746

别名	CXCL3 (YD35160)
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn