

# MYL3 (YD34506) Rabbit mAb

货号: **AYD11367**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	22kDa/22kDa/22kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Regulatory light chain of myosin. Does not bind calcium Regulatory light chain of myosin. Does not bind calcium Regulatory light chain of myosin. Does not bind calcium
基因ID	4634
基因名	MYL3, Myl3
Swiss	P08590, P09542, P16409
别名	MYL3 (YD34506)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)