

Oct-6 (YD35539) Rabbit mAb

货号: **AYD11370**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	45kDa/45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Transcription factor that binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3') (By similarity). Acts as a transcriptional activator when binding cooperatively with SOX4, SOX11, or SOX12 to gene promoters (By similarity). Acts as a transcriptional repressor of myelin-specific genes (By similarity) Transcription factor that binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3') (PubMed:1976514, PubMed:1979677). Acts as a transcriptional activator when binding cooperatively with SOX4, SOX11, or SOX12 to gene promoters (PubMed:18505825). Acts as a transcriptional repressor of myelin-specific genes (By similarity)
基因ID	5453
基因名	POU3F1, Pou3f1
Swiss	Q03052, P21952

别名	Oct-6 (YD35539)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn