

Phospho-AP2M1 (Thr156) (YD13577) Rabbit mAb

货号: **AYD11379**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	50kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,NIH/3T3
细胞定位	Cell membrane, Membrane, coated pit
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a subunit of the heterotetrameric coat assembly protein complex 2 (AP2), which belongs to the adaptor complexes medium subunits family. The encoded protein is required for the activity of a vacuolar ATPase, which is responsible for proton pumping occurring in the acidification of endosomes and lysosomes. The encoded protein may also play an important role in regulating the intracellular trafficking and function of CTLA-4 protein. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	1173

基因名	AP2M1
Swiss	Q96CW1
别名	Phospho-AP2M1 (Thr156) (YD13577)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn