

PEX11B (YD15186) Rabbit mAb

货号: **AYD11381**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	28kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse kidney,Mouse brain,Rat testis,Rat lung,Rat brain
细胞定位	Peroxisome membrane
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene facilitates peroxisomal proliferation and interacts with PEX19. The encoded protein is found in the peroxisomal membrane. Several transcript variants, some protein-coding and some not protein-coding, have been found for this gene.
基因ID	8799
基因名	PEX11B
Swiss	O96011
别名	PEX11B (YD15186)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn