

— ABLYBIO, Help Your Research



MMP26 (YD12396) Rabbit mAb

货号: **AYD11423**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May hydrolyze collagen type IV, fibronectin, fibrinogen, beta-casein, type I gelatin and alpha-1 proteinase inhibitor. Is also able to activate progelatinase B
基因ID	56547

基因名	MMP26
Swiss	Q3MJ78 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q3MJ78/entry)
别名	MMP26 (YD12396),MMP26 (YD12396) Rabbit mAb,MMP26,Endometase,Matrilysin-2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)