

Cytokeratin 9 (YD31397) Rabbit mAb

货号: **AYD11431**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	62kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain
细胞定位	
纯化	





抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes the type I keratin 9, an intermediate filament chain expressed only in the terminally differentiated epidermis of palms and soles. Mutations in this gene cause epidermolytic palmoplantar keratoderma.
基因ID	3857
基因名	KRT9
Swiss	P35527
别名	Cytokeratin 9 (YD31397)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn