

A RAF (YD31540) Rabbit mAb

货号: **AYD11447**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	68kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,HepG2
细胞定位	
纯化	





抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This proto-oncogene belongs to the RAF subfamily of the Ser/Thr protein kinase family, and maybe involved in cell growth and development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	369
基因名	ARAF
Swiss	P10398
别名	A RAF (YD31540)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn