

# Galectin 1 (YD31670) Rabbit mAb

货号: **AYD11453**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	15kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U2OS,A-549,Mouse testis,Mouse thymus,Rat lung,Rat heart
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix, Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. This gene product may act as an autocrine negative growth factor that regulates cell proliferation.
基因ID	3956
基因名	LGALS1
Swiss	P09382
别名	Galectin 1 (YD31670)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)