

— ABLYBIO, Help Your Research



# PDPK1 (YD14221) Rabbit mAb

货号: **AYD11455**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	63kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HCT116,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Cell membrane, Cell junction, focal adhesion
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	PDPK1 (3-phosphoinositide dependent protein kinase 1) is a protein-coding gene. GO annotations related to this gene include protein serine/threonine kinase activity and insulin receptor binding.
------	--

基因ID	5170
基因名	PDPK1
Swiss	O15530 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15530/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15530/entry</a> )
别名	PDPK1 (YD14221),PDPK1 (YD14221) Rabbit mAb,PDPK1,PDK1

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)