

alpha Internexin (YD31888) Rabbit mAb

货号: **AYD11461**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	55kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Neurofilaments are type IV intermediate filament heteropolymers composed of light, medium, and heavy chains. Neurofilaments comprise the axoskeleton and they functionally maintain the neuronal caliber. They may also play a role in intracellular transport to axons and dendrites. This gene is a member of the intermediate filament family and is involved in the morphogenesis of neurons. [provided by RefSeq, Jun 2009]
基因ID	9118
基因名	INA
Swiss	Q16352

别名	alpha Internexin (YD31888)
----	----------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn