

# Peroxiredoxin 1 (YD32210) Rabbit mAb

货号: **AYD11464**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	22kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat liver
细胞定位	Cytoplasm, Melanosome
纯化	

## 抗原信息





抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides. The encoded protein may play an antioxidant protective role in cells, and may contribute to the antiviral activity of CD8(+) T-cells. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or progression. Four transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.
基因ID	5052
基因名	PRDX1
Swiss	Q06830

别名	Peroxiredoxin 1 (YD32210)
----	---------------------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)