

# Phospho-Glycogen synthase (Ser641) (YD32108) Rabbit mAb

货号: AYD11465

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	84kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,BT-474,Mouse heart
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--




## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene catalyzes the addition of glucose monomers to the growing glycogen molecule through the formation of alpha-1,4-glycoside linkages. Mutations in this gene are associated with muscle glycogen storage disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	2997
基因名	GYS1
Swiss	P13807

别名

Phospho-Glycogen synthase (Ser641) (YD32108)

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)