

# USP7 (YD20898) Rabbit mAb

货号: **AYD11476**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	128kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,HeLa,Rat testis
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm, PML body, Chromosome
纯化	

## 抗原信息




抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the peptidase C19 family, which includes ubiquitinyl hydrolases. This protein deubiquitinates target proteins such as p53 (a tumor suppressor protein) and WASH (essential for endosomal protein recycling), and regulates their activities by counteracting the opposing ubiquitin ligase activity of proteins such as HDM2 and TRIM27, involved in the respective process. Mutations in this gene have been implicated in a neurodevelopmental disorder.
基因ID	7874
基因名	USP7
Swiss	Q93009

别名	USP7 (YD20898)
----	----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)