

— ABLYBIO, Help Your Research



Cullin 4A (YD32683) Rabbit mAb

货号: **AYD11485**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	88kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,BT-474,HeLa,Mouse testis
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	CUL4A is the ubiquitin ligase component of a multimeric complex involved in the degradation of DNA damage-response proteins (Liu et al., 2009 [PubMed 19481525]).[supplied by OMIM, Oct 2009]
基因ID	8451

基因名	CUL4A
Swiss	Q13619 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13619/entry)
别名	Cullin 4A (YD32683),Cullin 4A (YD32683) Rabbit mAb,CUL4A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)