

# PKR (YD11794) Rabbit mAb

货号: **AYD11514**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	62kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, perinuclear region
纯化	

## 抗原信息




抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase that is activated by autophosphorylation after binding to dsRNA. The activated form of the encoded protein can phosphorylate translation initiation factor EIF2S1, which in turn inhibits protein synthesis. This protein is also activated by manganese ions and heparin. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
基因ID	5610
基因名	EIF2AK2
Swiss	P19525

别名	PKR (YD11794)
----	---------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)