

# Midkine (YD11398) Rabbit mAb

货号: **AYD11516**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	16kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y
细胞定位	Secreted
纯化	

## 抗原信息




抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of a small family of secreted growth factors that binds heparin and responds to retinoic acid. The encoded protein promotes cell growth, migration, and angiogenesis, in particular during tumorigenesis. This gene has been targeted as a therapeutic for a variety of different disorders. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed.
基因ID	4192
基因名	MDK
Swiss	P21741

别名	Midkine (YD11398)
----	-------------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)