

— ABLYBIO, Help Your Research



SGSM1 (YD15173) Rabbit mAb

货号: **AYD11526**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	130kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Golgi apparatus, trans-Golgi network, Cytoplasmic vesicle membrane, Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Interacts with numerous Rab family members, functioning as Rab effector for some, and as GTPase activator for others. Promotes GTP hydrolysis by RAB34 and RAB36. Probably functions as a GTPase effector with RAB9A and RAB9B; does not stimulate GTP hydrolysis with RAB9A and RAB9B
------	--

基因ID	129049
基因名	SGSM1
Swiss	Q2NKQ1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q2NKQ1/entry)
别名	SGSM1 (YD15173),SGSM1 (YD15173) Rabbit mAb,SGSM1,RUN and TBC1 domain-containing protein 2,KIA A1941,RUTBC2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)