

# Gelsolin (YD15522) Rabbit mAb

货号: **AYD11537**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	86kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,SW480
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, Secreted
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene binds to the 'plus' ends of actin monomers and filaments to prevent monomer exchange. The encoded calcium-regulated protein functions in both assembly and disassembly of actin filaments. Defects in this gene are a cause of familial amyloidosis Finnish type (FAF). Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.
基因ID	2934
基因名	GSN
Swiss	P06396

别名	Gelsolin (YD15522)
----	--------------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)