

— ABLYBIO, Help Your Research



# Striatin 4 (YD15194) Rabbit mAb

货号: **AYD11538**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	81kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	Cytoplasm
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Binds calmodulin in a calcium dependent manner. May function as scaffolding or signaling protein.
基因ID	29888

基因名	STRN4
Swiss	Q9NRL3 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NRL3/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NRL3/entry</a> )
别名	Striatin 4 (YD15194),Striatin 4 (YD15194) Rabbit mAb,STRN4,Zinedin,ZIN

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)