

— ABLYBIO, Help Your Research



Nestin (YD18802) Rabbit mAb

货号: **AYD11592**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC
推荐浓度	WB: 1:1000-1:2000 IHC: 1:100-300 ICC/IF: 1:100-300FC: 1:50:
理论分子量	177kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Neuro-2a
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the intermediate filament protein family and is expressed primarily in nerve cells.
------	---

基因ID	10763
基因名	NES
Swiss	P48681 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P48681/entry)
别名	Nestin (YD18802),Nestin (YD18802) Rabbit mAb,NES

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)