

— ABLYBIO, Help Your Research



# HPRT (YD31427) Rabbit mAb

货号: **AYD11676**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	C6,Mouse brain,Rat heart
细胞定位	Cytoplasm
纯化	亲和纯化




## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a transferase, which catalyzes conversion of hypoxanthine to inosine monophosphate and guanine to guanosine monophosphate via transfer of the 5-phosphoribosyl group from 5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate. This enzyme plays a central role in the generation of purine nucleotides through the purine salvage pathway. Mutations in this gene result in Lesch-Nyhan syndrome or gout.
基因ID	3251
基因名	HPRT1
Swiss	P00492 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P00492/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P00492/entry</a> )
别名	HPRT (YD31427),HPRT (YD31427) Rabbit mAb,HPRT1,HPRT

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)