

HPRT (YD31427) Rabbit mAb

货号: **AYD11676**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	C6,Mouse brain,Rat heart
细胞定位	Cytoplasm
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a transferase, which catalyzes conversion of hypoxanthine to inosine monophosphate and guanine to guanosine monophosphate via transfer of the 5-phosphoribosyl group from 5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate. This enzyme plays a central role in the generation of purine nucleotides through the purine salvage pathway. Mutations in this gene result in Lesch-Nyhan syndrome or gout .
基因ID	3251
基因名	HPRT1
Swiss	P00492

别名	HPRT (YD31427)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn