

— ABLYBIO, Help Your Research



# VSIG4 (YD19866) Rabbit mAb

货号: **AYD11694**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	44kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Phagocytic receptor, strong negative regulator of T-cell proliferation and IL2 production. Potent inhibitor of the alternative complement pathway convertases
基因ID	11326

基因名	VSIG4
Swiss	Q9Y279 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y279/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y279/entry</a> )
别名	VSIG4 (YD19866),VSIG4 (YD19866) Rabbit mAb,VSIG4,Protein Z39Ig,CRIg,Z39IG

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)