

TCTP (YD15219) Rabbit mAb

货号: **AYD11707**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	20kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW480,MCF7,K-562,THP-1,U-251MG,293T,HepG2,Mouse kidney
细胞定位	Cytoplasm
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in calcium binding and microtubule stabilization.
基因ID	7178
基因名	TPT1
Swiss	P13693
别名	TCTP (YD15219)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn