

SFTPC (YD31972) Rabbit mAb

货号: **AYD11720**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	21kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, surface film
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Pulmonary surfactant associated proteins promote alveolar stability by lowering the surface tension at the air-liquid interface in the peripheral air spaces
基因ID	3134
基因名	Sftpc
Swiss	P21841
别名	SFTPC (YD31972)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn