

Flotillin 1 (YD14658) Rabbit mAb

货号: **AYD11731**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,A-549,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane, Endosome, Membrane, caveola, Melanosome, Membrane raft
纯化	




抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell membranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	10211
基因名	FLOT1
Swiss	O75955
别名	Flotillin 1 (YD14658)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn