

Angiotensinogen (YD16532) Rabbit mAb

货号: **AYD11737**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Essential component of the renin-angiotensin system (RAS), a potent regulator of blood pressure, body fluid and electrolyte homeostasis
基因ID	3134
基因名	Agt
Swiss	P11859
别名	Angiotensinogen (YD16532)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn