

SEC62 (YD34344) Rabbit mAb

货号: **AYD11778**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Mediates post-translational transport of precursor polypeptides across endoplasmic reticulum (ER). Proposed to act as a targeting receptor for small presecretory proteins containing short and apolar signal peptides. Targets and properly positions newly synthesized presecretory proteins into the SEC61 channel-forming translocon complex, triggering channel opening for polypeptide translocation to the ER lumen
基因ID	7095
基因名	SEC62
Swiss	Q99442

别名	SEC62 (YD34344)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn