

— ABLYBIO, Help Your Research



SEC62 (YD34344) Rabbit mAb

货号: **AYD11778**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 46kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | Endoplasmic reticulum membrane |
| 纯化 | 亲和纯化 |

抗原信息



| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|--|
| 研究背景 | Mediates post-translational transport of precursor polypeptides across endoplasmic reticulum (ER). Proposed to act as a targeting receptor for small presecretory proteins containing short and apolar signal peptides. Targets and properly positions newly synthesized presecretory proteins into the SEC61 channel-forming translocon complex, triggering channel opening for polypeptide translocation to the ER lumen |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| 基因ID | 7095 |
| 基因名 | SEC62 |
| Swiss | Q99442 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q99442/entry) |
| 别名 | SEC62 (YD34344),SEC62 (YD34344) Rabbit mAb,SEC62,Translocation protein 1,TLOC1 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)